

# BRODA®

# Aspire

## Planeur



*Stimule les patients actifs  
et réduit le besoin d'errer*



*Le cadre durable et le verrou  
du soignant augmentent la  
stabilité et la sécurité de l'utilisateur*



*La fonction de verrouillage  
automatique augmente la sécurité  
et prévient les chutes*



*La technologie Comfort Tension  
Seating® assure un meilleur  
maintien et un confort prolongé  
en position assise*

### **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**

- Entrée sensorielle pour l'apprentissage et les problèmes de comportement
- Contours au corps pour un effet de berceau confortable
- Parfait pour les salles de classe, les salles multisensorielles ou de thérapie

**brodaseating.com | 1-844-552-7632**




### CHOIX DE HOUSSE



### CARACTÉRISTIQUES

	Largeurs du siège	Profondeurs du siège	Hauteurs du siège	Hauteur du dossier
Petit	30cm (12")	25cm (10")	25cm (10")	45cm (18")
Moyen	35cm (14")	30cm (12")	30cm (12")	50cm (20")
Grand	40cm (16")	35cm (14")	35cm (14")	58cm (22")
Poids maximal supporté	90kg (200 lbs.)			
Garantie du châssis	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16			

### CHOIX DU CHÂSSIS



Accessoires supplémentaires disponibles.