

# BRODA®

# Tranquille


## Planeur



*Mouvement de glissement doux*



*Stimule les patients actifs et réduit le besoin d'errer*



*La fonction de verrouillage automatique augmente la sécurité et prévient les chutes*



*La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise*

### **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**

- Son mouvement stimulant et satisfaisant fait de lui un fauteuil tout indiqué pour les patients atteints de troubles de la mémoire
- Augmente la sécurité et la satisfaction des résidents
- Favorise une bonne posture de la colonne vertébrale et un positionnement pelvien

**brodaseating.com | 1-844-552-7632**

### CARACTÉRISTIQUES


Poids maximal supporté	250 lbs.* (114 kg)
Roues	Roue de transport arrière, roues pour le transport de non-patients**
Garantie du châssis	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Accessoires communs	Accoudoirs rembourrés, plateau complet ou demi, accoudoirs réglables, appui-tête profilé
Rembourrage standard	Housse en vinyle pour coussin de siège et de dossier

Model	Largeurs du siège	Profondeurs du siège	Hauteurs du siège	Hauteur du dossier
petit bas du dos 100-10AL	45cm (18")	43cm (17")	40cm (16")	66cm (26cm)
bas du dos 100-15AL	50cm (20")	43cm (17")	45cm (18")	66cm (26cm)
de retour 100-20AL	50cm (20")	43cm (17")	45cm (18")	81cm (32")

\*Ajustements disponibles pour accueillir des patients plus grands.

\*\*Le Tranquille Glider n'est pas une chaise de transport.

### CHOIX DE HOUSSE



### CHOIX DU CHÂSSIS

