

BRODA®

Elite

Fauteuil de rééducation



HCPCS
E1161

Shown with optional Matrix® Libra seat cushion

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration
- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent et aisé
- Le bon maintien réduit les anomalies posturales.




Les roues mag montées à l'arrière facilitent la propulsion manuelle permettant aux patients d'interagir avec leur environnement proche.



Le mécanisme d'inclinaison et de couchage du fauteuil permet de diminuer les anomalies posturales telles que l'affaissement, l'inclinaison latérale et l'abaissement de la tête.



L'inclinaison du siège vers l'arrière concourt effectivement à l'ouverture du diaphragme et facilite la respiration, la digestion et le bon fonctionnement des organes.



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise


brodaseating.com | 1-844-552-7632

Confort et sécurité en mouvement

CHOIX DE HOUSSE



CHOIX DU CHÂSSIS



ACCESSOIRES EN OPTION



Cuissarde rembourrée



Plateau



Porte-bouteille d'oxygène



Demi-plateau

CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 40°
Couchage	Jusqu'à 15°
Capacité de poids	158 kg (350 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45 cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28")
Profondeurs du siège réglable	37.5cm, 43cm, 46cm, 50cm, 56cm (15.5", 17", 18.5", 20", 22")
Hauteurs du siège	48cm, 51cm, 55cm, 59cm (19", 20.5", 22", 23.5")
Roues	12cm (5") roulettes avant à verrouillage total 50cm or 55cm (20" or 22") roues arrière Mag
Châssis garanti à vie	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Rembourrage sur le haut et le bas du fauteuil, cousin pour siège et dossier avec housse
HCPCS Code	E1161

CHOIX DE COUSSIN

Egalement disponible avec l'option plateau de siège solide.

matrix®
SEATING SERIES



Libra: La mémoire de forme empêche le glissement et assure un bon maintien.



Vi: La base en mousse assure la stabilité et empêche l'affaissement.



PS: Coussin léger assure un confort accru pour l'utilisateur du fauteuil.

Autres accessoires disponibles : repose-pieds, assortiments de rembourrage spécialisés, plateaux et ceintures de positionnement