

BRODA®

Sentinel

Fauteuil de bain



Modèle illustré avec les roues Mag standard et un siège matelassé et un seau amovible.

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé:


- Un châssis garanti 10 ans, conçu pour durer, en acier inoxydable et résistant à la corrosion
- Une hygiène digne et sécuritaire grâce au revêtement anti-microbien et réglable en tension
- Une structure robuste anti-dérapante en acier inoxydable pour une toilette sécuritaire



Comprend une série de simples réglages pour la hauteur du siège, la position des roues, le seau amovible et autres fonctionnalités



Siège 2 en 1, à la fois siège solide et fauteuil d'aisance, polyvalent et facile à monter



Configurable avec des pneus en PVC anti-corrosion ou standards



Conçu avec des accoudoirs pliables et des repose-jambes pivotants pour une toilette et des transferts facilités.

brodaseating.com | 1-844-552-7632

UN FAUTEUIL DE DOUCHE RÉSISTANT, FACILE D'UTILISATION ET ULTRA-RÉGLABLE

OPTIONS & ACCESSOIRES



Molded Lateral Supports



Commode pan with Basket



Pelvic Positioning Strap

SPECIFICATIONS

Largeurs du siège	18", 20", 22" (46cm, 51cm, 56cm)
Profondeur du siège	16" - 19" (réglable) (40cm - 48cm)
Hauteur du siège	19.5" & 23.5" (50cm, & 60cm)
Réglage de l'angle du siège	0° - 6°
Hauteur du dossier	16", 18", 20" (réglable) (41cm, 46cm, 51cm)
Réglage de l'angle du dossier	5°, 10°, 15° (réglable)
Choix de roues	24" (61cm) Roues Mag arrière 5" (12cm) Roulettes avant à verrouillage total 5" (12cm) Roulettes arrière à verrouillage total 5" (12cm) Roulettes directionnelles verrouillables
Poids maximal supporté	300 lbs. (136 kg)
Garantie du châssis	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16

UN FAUTEUIL ROULANT QUI VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN



**Fauteuil
roulant de
rééducation
Encore**

Le fauteuil roulant de rééducation Encore de Broda offre un haut niveau de personnalisation du siège. Il est équipé d'un système d'assise universel et personnalisable en fonction des besoins de chaque utilisateur en matière de positionnement.