

# BRODA<sup>®</sup>

# Synthesis

## Fauteuil roulant inclinable



Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs



L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange



Le fauteuil est pourvu d'appuis latéraux réglables pour convenir à toute une variété d'utilisateurs.

### **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**


- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient



Le pack de transport WC-19 en option permet un voyage sécurisé du patient

[brodaseating.com](http://brodaseating.com) | 1-844-552-7632

## CHOIX DE HOUSSE



## CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 40°
Couchage	Jusqu'à 90°
Capacité de poids	158 kg (350 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm (16", 18", 20", 22", 24", 26")
Profondeurs du siège	43cm, 46cm, 50cm, 56cm (17", 18.5", 20", 22")
Hauteurs du siège	48cm, 51cm, 55cm, 59cm (19", 20.5", 22", 23.5")
Roues	35cm, 50cm roues arrière Mag (14", 20") 35cm Roues centrales Mag (14")
Châssis garanti à vie	- ; @B? 2 050@@@AB/B9 62 2: - 06? 1.2 0- 4? 2
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Remboussage standard	Appui-tête, supports d'épaule, coussins latéraux inférieurs, coussin pour siège et dossier avec housse

## CHOIX DU CHÂSSIS



Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, plateaux et sangles de positionnement.