

# BRODA®

# Centric

*Fauteuil roulant inclinable*



*L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression*



*Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs*



*L'élingue de contracture en option s'adapte à différents niveaux de contractures du genou*

## **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**

- *Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent et aisé*
- *Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures*
- *Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient*



*La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise*

**brodaseating.com | 1-844-552-7632**

### CHOIX DE HOUSSE



### CHOIX DU CHÂSSIS



### ACCESSOIRES EN OPTION



Cuissarde rembourrée



Plateau



Porte-bouteille d'oxygène



Demi-plateau

### CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 25°
Couchage	Jusqu'à 45°
Capacité de poids	114 kg (250 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 63cm, 66cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28")
Profondeurs du siège	39cm, 43cm, 46cm, 50cm (15.5", 17", 18.5", 20")
Hauteurs du siège	Adjustable 49cm, 51cm, 54cm (19.5", 20.5", 21.5")
Roues	12.5cm (5") Troulettes avant or arrière à verrouillage total 50cm, 55cm, 60cm (20", 22", 24") roues avant or arrière Mag 12.5cm (5") roulettes arrière: fixe, verrouillage multidirectionnel
Châssis garanti à vie	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Head support cushion, lateral shoulder supports, lower side cushions, upper side cushions, calf cushion, sole cushion, seat and back cushions with cover

Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, plateaux et sangles de positionnement.

[brodaseating.com](http://brodaseating.com) | 1-844-552-7632