

BRODA®

Elite

Fauteuil roulant inclinable




Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs



Les accoudoirs amovibles permettent des déplacements sécuritaires pour les intervenants et les patients



L'inclinaison du siège vers l'arrière concourt effectivement à l'ouverture du diaphragme et facilite la respiration, la digestion et le bon fonctionnement des organes.



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Patient, Facility, & Caregiver Benefits

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration.
- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet une réinstallation fréquente et aisée.
- Le bon maintien réduit les anomalies posturales.

brodaseating.com | 1-844-552-7632


BRODA®

Elite

Fauteuil roulant inclinable

Confort et sécurité en mouvement.

CHOIX DE HOUSSE



CHOIX DU CHÂSSIS



Spécifications techniques

Inclinaison	Jusqu'à 40° vers l'arrière
Capacité de poids	159 kg (350 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45 cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28")
Profondeurs du siège	37.5cm, 43cm, 46cm, 50cm, 56cm (15.5", 17", 18.5", 20", 22")
Hauteurs du siège	48cm, 51cm, 55cm, 59cm (19", 20.5", 22", 23.5")
Roues	13cm roulettes avant à verrouillage total (5") 50cm or 55cm roues arrière Mag (20" or 22") 15cm roulettes verrouillables et multidirectionnelles (6")
Châssis garanti à vie	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Rembourrage sur le haut et le bas du fauteuil, coussin pour siège et dossier avec housse, rembourrage pour la nuque, butées et pieds.

ACCESSOIRES EN OPTIO



Porte-bouteille d'oxygène



Soutien latéral



Demi-plateau



Plateau transparent



Cuissarde rembourrée

Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, plateaux et sangles de positionnement.

brodaseating.com | 1-844-552-7632