

# BRODA<sup>®</sup>

# Encore

## Fauteuil à pédale



**HME B**  
New Product  
Award 2019

2019  
**TODAY'S CAREGIVER**  
**FRIENDLY**  
**AWARD**  
CAREGIVER.COM

**mobility**  
product award 2019



Nouveau modèle de châssis  
comprenant des bras réglables et  
l'option dossier haut



L'inclinaison du siège frontal pivotant  
garantit une position idéale pour  
l'autopropulsion



L'option de Bascule Dynamique  
apaise et apporte du réconfort

### **Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé**




- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- Permet au patient de se déplacer facilement et de manoeuvrer le fauteuil de manière sécuritaire
- Réduit les blessures et les chutes en assurant un positionnement et un soutien stables



La technologie Comfort Tension Seating<sup>®</sup> assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

**brodaseating.com | 1-844-552-7632**




### CHOIX DE HOUSSE



### CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 40°
Poids maximal supporté	114 kg (350 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm, 71cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28") 40cm, 45cm, 50cm, 55cm avec Bascule Dynamique (16", 18", 20", 22")
Profondeurs du siège	43cm, 46cm, 50cm (17", 18.5", 20") 39cm, 43cm, 46cm, 50cm avec Bascule Dynamique (15.5", 17", 18.5", 20")
Back Lengths	55 cm, 81cm, 85cm, 89cm (22", 32", 33.5", 35")
Hauteurs du siège	Ajustable 31cm-44cm (12.5" - 17.5") Ajustable 35-48cm avec Bascule Dynamique (14" - 19")
Roues	12.5cm roulettes avant à verrouillage total (5") 50cm or 55cm Roues avant Mag (20" or 22") 36cm Roues arrières Mag (14") 12.5cm Roulettes arrières (5")
Garantie du châssis	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Dossier haut : Appui-nuque, supports d'épaule, coussins latéraux inférieurs, coussin pour siège et dossier avec housse. Dossier court : coussins latéraux inférieurs, coussins de siège et de dossier avec housse

### CHOIX DU CHÂSSIS



Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, kits de rembourrage spécialisés, plateaux et sangles de positionnement