

BRODA®

Midline

Fauteuil roulant inclinable



La fonctionnalité d'inclinaison et d'inclinaison complète offre un positionnement supérieur



La hauteur de la surface d'assise réglable adapte la ligne médiane pour prendre en charge les utilisateurs à plusieurs niveaux de soins



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression




La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé


- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures

brodaseating.com | 1-844-552-7632

CHOIX DE HOUSSE



CHOIX DU CHÂSSIS



ACCESSORIES EN OPTION



boîte à pied



Porte- bouteille d'oxygène



appui latéral



Demi-plateau



Plateau



Cuissarde rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Inclinaison | Jusqu'à 38° |
| Couchage | Jusqu'à 90° (Trendelenburg capable) |
| Poids maximal supporté | 114 kg (350 lbs.) |
| Largeurs du siège | 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm, 71cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28") |
| Profondeurs du siège | 39cm, 43cm, 45cm, 58cm (15.5", 17", 18.5", 20") |
| Hauteurs du siège | Ajustable 43cm - 55cm (17", 18", 19", 20", 21", 22") |
| Roues | 12.5cm roulettes avant à verrouillage total (5") 20cm Rear Casters: Directional or Total Lock (5") |
| Garantie du châssis | 10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16 |
| Siège et dossier réducteurs de pression | Dotés de la technologie Comfort Tension Seating® |
| Rembourrage standard | Appui-nuque, renforts d'épaules, coussins latéraux supérieur et inférieur, coussin de siège et de dos, coussin de mollet et de semelle |