

BRODA[®]

Vanguard

Fauteuil roulant bariatrique



Shown with the Acute Care Configuration (ACC) full vinyl wrap option

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Assure une répartition de la pression qui préserve la qualité de la peau
- Sa bonne aération réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Indiqué en cas de cyphose et de lordose



Le mécanisme d'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière permet un repositionnement aisé.



Les accoudoirs pivotants et amovibles facilitent les transferts par les côtés.



Illustré avec un revêtement en vinyle couvrant tout le dossier et le siège.




Le bas du dossier est creusé pour accueillir le fessier en protubérance accroît le soutien et la dignité de l'utilisateur.

brodaseating.com | 1-844-552-7632

Confort et sécurité en mouvement

CHOIX DE HOUSSE



CHOIX DU CHÂSSIS



CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 10° vers l'avant, Jusqu'à 30° vers l'arrière
Couchage	Jusqu'à 45°
Poids maximal supporté	272 kg (600 lbs.)
Largeurs du siège	61cm, 66cm, 71cm, 76cm (24", 26", 28", 30")
Profondeurs du siège	53cm, 58cm (21", 23")
Hauteurs du siège	50cm, 53cm, 55cm, 58cm, 60cm (20", 21", 22", 23", 24")
Roues	15cm roulettes avant à verrouillage total (6") 20cm roulettes arrière: fixe, verrouillage multidirectionnel (8")
Garantie du châssis	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourement standard	Coussin pour la tête, sur le haut et le bas du fauteuil, croisillons des épaules, coussin pour siège et dossier avec housse et rembourrage des mollets

ACCESSOIRES EN OPTION



Porte-bouteille d'oxygène



Cuissarde rembourrée



Demi-plateau